

GAF

DISTRIBUIDORA DEL NORTE

Termómetro digital infrarrojo de frente DT-8809C

El termómetro infrarrojo corporal sin contacto está especialmente diseñado para medir la temperatura corporal de una persona, independientemente de la temperatura ambiente.

Dependiendo de varios tipos de piel y grosor, puede haber una diferencia de temperatura. Cuando la temperatura interior es significativamente diferente, el termómetro infrarrojo del cuerpo debe colocarse en esa habitación durante 15-20 minutos antes de usarlo.

Características:

- Pantalla digital LCD retro iluminada, ligera y portátil para su uso.
- Puntero láser incorporado, medición infrarroja precisa sin contacto.
- 2 unidades de temperatura para la conversión: Fahrenheit o Celsius, mantenga presionado "MODE" más de 5 segundos.
- Selección de modos de medición para diversas necesidades convenientemente.
- Medición de la temperatura corporal: apuntando hacia la frente con una distancia de 1-15 cm.
- Color de retroiluminación diferente para un rango de temperatura diferente en el modo CUERPO.
- Medición de la temperatura del objeto: medir la temperatura de la superficie de un objeto, la temperatura del agua del baño del bebé o la temperatura de la leche, etc.
- Rango de selección automática y resolución de pantalla 0.1 ° C / 0.1 ° F.
- Función automática de retención de datos y función de apagado automático.
- Selección para zumbador; establecer el valor de alarma (el valor predeterminado de la alarma es 38 ° C / 100.4 ° F).
- Memorización de los últimos 32 grupos de datos de medición.

Descripción de funciones:

F1: cuando la temperatura corporal excede la temperatura de la alarma (el valor predeterminado es 38 ° C), mostrará la luz de fondo roja y la alarma;

F2: calibración (valor predeterminado 0), puede configurar cuando hay una desviación de temperatura;

F3: interruptor de alarma (ENCENDIDO-APAGADO), cuando encienda la alarma, aparecerá en la pantalla el icono del altavoz;

F4: selección de modos (BODY predeterminado), la pantalla mostrará "Body Temp" en el modo BODY.

Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com

GAF

DISTRIBUIDORA DEL NORTE

Descripción del color de la luz de fondo (SOLO MODO CORPORAL):

<32 ° C: luz de fondo roja: aparece el símbolo "LO";

32-37.3 ° C: luz de fondo verde: la temperatura corporal es normal;

37.3-F1: luz de fondo amarilla: la temperatura corporal es alta pero no excede la temperatura de la alarma;

> F1: luz de fondo roja: la temperatura corporal supera la F1 y las alarmas.

Especificaciones:

- Color: azul claro / púrpura claro / verde claro (opcional)
- Material: plástico ABS
- Resolución de pantalla: 0.1 ° C (0.1 ° F)
- Medición de la temperatura corporal: 32.0-43 ° C / 90-109.4 ° F
- Medición de temperatura ambiente: 0-60 ° C / 32-140 ° F
- Precisión: (+/-) 0.2 ° C (se permite un error de 0.6 ° C debido a la prueba infrarroja y al efecto ambiental)
- Distancia de medición: 1 a 15 cm (dentro de 5 cm es lo mejor)
- Tiempo de apagado automático: aproximadamente 7 s
- Fuente de alimentación: 2 * 1.5V pilas AAA (NO incluidas)
- Temperatura de funcionamiento: 10-40 ° C / 50-104 ° F
- Temperatura de almacenamiento: 0-50 ° C / 32-122 ° F
- Humedad relativa: ≤85%
- Tamaño del artículo: 95 * 42.5 * 156 mm / 3.74 * 1.67 * 6.14in (L * W * H)
- Peso del artículo: 110 g / 3.9 oz
- Tamaño del paquete: 20 * 11 * 4.8cm / 7.87 * 4.33 * 1.89in (L * W * H)
- Peso del paquete: 201-220g / 7.12-7.74 oz



Amatista #921 Bonanza
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán, Sinaloa.
C.P. 80020

Tel: (667) 750-98-32
Cel.: 667-485-15-15
E-mail: ventas.gaf@hotmail.com